




Avda. Eduardo Dato, 69 5ª Planta – 41005 SEVILLA- ESPAÑA  
JOLFAMAR.COM



## FICHA TÉCNICA

### BOLSA COLECTORA DE ORINA DE 2 LITROS ESTÁNDAR


DISPOSITIVO MÉDICO CLASE I | NO ESTÉRIL (Directiva 93/42/CEE)

Ref. Venta JOLFAMAR: 031190

Modelo fábrica: 2506 J

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 2000 ml - 2 Litros.
- Láminas fabricadas en PVC (DOTP) con grosor de 0,09 mm.
- Acabado de las láminas en blanco o transparente.
- Doble soldadura en todo el contorno de la bolsa.
- Diseño con hendiduras reforzadas en los extremos superiores que permitan el acoplamiento de un gancho de soporte para cama o silla.
- Tubo de 90cm de longitud fabricado en PVC (Flexible y antiacodable).
- Tubo sellado a la bolsa en su parte superior.
- Diámetro interno de 4,9 mm y Diámetro externo de 6,3 mm.
- Escala impresa de 100 cc en 100 cc.
- Conector con tapón protector para garantizar una mejor higiene del producto.
- Bolsa de orina fabricada sin látex y ftalatos.



### INDICACIONES

- Producto indicado para la recogida de orina.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Conectar el conector de la bolsa de orina situado al final del tubo a la sonda del paciente y colocar la bolsa con ayuda de un colgador de plástico suspendida de la cama.
- Según el uso, se recomienda cambiar la bolsa una o dos veces al día.
- Esta bolsa está diseñada para un solo uso. Nunca puede ser reutilizada. La reutilización de este producto o su mal uso puede derivar en infecciones.

### PRESENTACIÓN

- Para hospital: a granel, en cajas de 250 unidades
- Para farmacias: en estuches de 30, 20 o 10 unidades. Estos estuches tendrán cupón precinto de la Seguridad Social (A.S.S.S.).

Todos nuestros productos han sido fabricados de conformidad con el **R.D. 1591/2009. (Aplicación de la directiva Europea 93/42/EEC en España).**



### Manoli Bailo Ariño

Directora Técnico Garante de  
Productos Sanitarios en JOLFAMAR XXI, S.L.  
En SEVILLA, a 25 de Abril de 2017.